

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTE: Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use. Contact carrier/dealer for further instruction.

#### ⚠ WARNING

- **DO NOT** install or use this equipment without first reading and understanding this instruction sheet. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel, before attempting to install this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- All four leg tips **MUST** be in contact with shower/tub floor at all times.
- **ALWAYS** inspect the shower chair to ensure that it is properly positioned and stable before using. **DO NOT** use the shower chair if it is wobbly or unstable.
- The shower chair legs have suction feet. Check the suction feet for rips, tears, cracks or wear. If any of these conditions exist, replace them **IMMEDIATELY**.
- This product should only be used with tub floors wider than 16-inches.
- Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted when using the shower chair.
- The shower chair is **NOT** to be used as a transfer bench, transfer device or climbing device.
- These shower chairs (models 9780 and 9781) have a weight limitation of 400 lb (182 kg) each.
- Exercise caution when assembling the shower chair to avoid pinching.
- For shower chair model 9781 - Ensure that the compression buttons on the backrest are fully visible through the notch on the back of the seat.

#### ⚠ ACCESSORIES WARNING

- Invacare products are specifically designed and manufactured for use in conjunction with Invacare accessories. Accessories designed by other manufacturers have not been tested by Invacare and are not recommended for use with Invacare products.

#### ⚠ INSTALLATION WARNING

- After **ANY** adjustments, repair or service and **BEFORE** use, make sure that all parts are properly installed and secure.

#### CAUTION

- The shower chair legs have suction feet. To remove suction, carefully pull up on the lip of the suction foot to release it from the tub. If the suction feet are damaged, they **MUST** be replaced **IMMEDIATELY**.

## Assembling the Shower Chair

NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 1.

### Attaching the Legs

1. Place the seat upside down on a flat, stable surface (floor or table).
2. Position one leg over one socket in the seat and align.
3. Push the leg down into the socket until it is fully seated and the locking tabs are through the socket tab windows. Refer to DETAIL "A".
4. Pull up on the leg to ensure that it has "locked" into place.
5. Repeat STEPS 1-4 for the remaining three legs.

### Adjusting Leg Extension Height

#### ⚠ WARNING

Ensure that the shower chair is level and stable before use.

#### To increase leg height:


1. Rotate the leg extension tip counterclockwise.
2. Use the number reference in the leg extension slot to adjust the leg height. Refer to DETAIL "B".
3. Repeat STEPS 1-2 for the remaining three legs.

NOTE: Make sure that all four legs are adjusted to the same height.


#### To decrease leg height:

1. Rotate the leg extension tip clockwise.
2. Use the number reference in the leg extension slot to adjust the leg height. Refer to DETAIL "B".
3. Repeat STEPS 1-2 for the remaining three legs.

NOTE: Make sure that all four legs are adjusted to the same height.



DETAIL "A" - LEGS ATTACHED TO SEAT



DETAIL "B" - ADJUSTING LEG EXTENSION HEIGHT




FIGURE 1 Assembling the Shower Chair

For more information regarding Invacare products, parts, and services, please visit [www.invacare.com](http://www.invacare.com)

# Installing/Removing the Backrest - Model 9781 Only

## Installing

NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 2.

1. Before installing the backrest, attach and adjust the legs so the shower chair is level and stable. Refer to Attaching the Legs and Adjusting Leg Extension Height on page 1.
2. Position the backrest into the slot in the seat.
3. Push down on the backrest until it snaps securely into the slot in the seat.
4. Turn the shower chair upside down and look under the seat to ensure both compression buttons are fully visible through the notches on the back of the seat. Refer to DETAIL "A" of FIGURE 2.

NOTE: If both compression buttons are visible, the backrest is attached properly. If the compression buttons are not visible, apply pressure to the backrest until it snaps into the slot in the seat.

## Removing

1. Locate and depress both compression buttons with one hand.
2. Using the other hand, use the backrest handle to pull the backrest up and disengage it out of the slot in the seat.

## Cleaning

NOTE: Before using any cleaning products, test an area on the underside of the seat to make sure the product does not cause discoloration or staining.

Use water and a mild, non-abrasive cleaner to clean the shower chair.





FIGURE 2 Installing/Removing the Backrest

## Limited Warranty

Invacare warrants this product to be free from defects in materials and workmanship.

**PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.**

This warranty is extended only to the original purchaser/user of our products.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

Invacare warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for three years for the original purchaser. If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of any such product. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address on the back page. Provide dealer's name, address, model number, date of purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number.

Invacare Corporation will use a return authorization. The defective unit or parts must be returned for warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within thirty days of return authorization date. **DO NOT** return products to our factory without our prior consent. C.O.D. shipments will be refused; please prepay shipping charges.

**LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO PROBLEMS ARISING FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED INSTRUCTIONS. IN ADDITION, THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED; PRODUCTS SUBJECTED TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS: PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN INVACARE DEALER, SUCH EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE.**

**THE FOREGOING EXPRESS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER EXPRESS WARRANTIES WHATSOEVER, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THE SOLE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY WARRANTY WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. THE APPLICATION OF ANY IMPLIED WARRANTY WHATSOEVER SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY PROVIDED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER.**

**THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/PROVINCIAL LAWS AND REQUIREMENTS.**

### CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVIS: Vérifiez que TOUTES les pièces sont intactes à leur réception. Si elles sont endommagées, NE PAS utiliser ce matériel. Prendre contact avec le distributeur ou avec le transporteur pour obtenir les instructions appropriées.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

- **NE PAS** installer ni utiliser cet équipement sans avoir lu et compris au préalable ces instructions. En cas d'incapacité à comprendre les avertissements, les mises en garde ou les instructions, consulter un professionnel de la santé, un revendeur ou un technicien avant d'essayer d'installer ce matériel, sans quoi des blessures pourraient en résulter.
- Tous les bouts à quatre jambes **DOIVENT** être en contact avec le plancher de douche/baquet à tout moment.
- Inspectez **TOUJOURS** la chaise de douche pour s'assurer qu'elle est correctement placée et écurie avant utilisation. **N'employez pas** la chaise de douche si elle est wobbly ou instable.
- Les jambes de chaise de douche ont des pieds d'aspiration. Examinez les pieds d'aspiration pour déceler les déchirures, les larmes, les fissures ou l'usage. Si quelconque d'entre ces conditions existent, remplacez-les **IMMÉDIATEMENT**.
- Ce produit ne peut être utilisé que dans des douches d'une largeur supérieure à 40 cm.
- Tout utilisateur dont la capacité physique est limitée doit être surveillé et assisté pendant l'utilisation de cette chaise de douche.
- Cette chaise de douche **NE DOIT PAS** être utilisée comme un banc de transfert, un outil de transfert ou un escabeau.
- Cette chaise et ce tabouret de douche (ref. 9780 et 9781) ont un poids maximum utilisateur limité à 400 lbs (182 kg) chacun.
- Attention de ne pas vous pincer lors de l'assemblage.
- Pour le modèle 9781 de chaise de douche - assurez-vous que les boutons de compression sur le dossier sont entièrement évidents par l'entaille sur le dos du siège.

#### ⚠ MISE EN GARDE S'APPLIQUANT AUX ACCESSOIRES

- Les produits Invacare sont conçus et fabriqués expressément pour être utilisés avec les accessoires Invacare. Les accessoires conçus par d'autres fabricants n'ont pas été testés par Invacare et il n'est pas recommandé de les utiliser avec des produits Invacare.

#### ⚠ MISE EN GARDE

- **APRES TOUT** ajustement, réparation ou intervention et **AVANT TOUTE** utilisation, vérifier les fixations.

#### ATTENTION

- Les jambes de chaise de douche ont des pieds d'aspiration. Pour enlever l'aspiration, tirez vers le haut soigneusement sur la lèvre du pied d'aspiration pour le libérer du baquet. Si les pieds d'aspiration sont endommagés, ils **DOIVENT** être remplacés **IMMÉDIATEMENT**.

## Assemblage de la Chaise de Douche

NOTE: Pour cette procédure, se référer à la FIGURE 1.

### Fixation des pieds

1. Placer l'assise à l'envers sur une surface stable (sol, table, etc).
2. Positionnez et alignez un pied au dessus d'une douille de l'assise.
3. Abaissez la jambe jusqu'à ce qu'elle soit entièrement posée dans la douille, et clipsée.
4. Tirez vers le haut pour vous assurer qu'il soit bien clipsé dans l'assise. Se référer au SCHÉMA "A" de la FIGURE 1.
5. Répétez les étapes 1-4 pour les trois pieds restants.

### Ajustement de la taille de prolongation de jambe

#### ⚠ MISE EN GARDE

Assurez-vous que la chaise de douche est de niveau et écurie avant emploi.

#### Pour augmenter la hauteur des pieds:

1. Tournez le bout de prolongation de jambe dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Utilisez les numéros sur la rallonge pour ajuster la hauteur du pied. Se référer au SCHÉMA "B" de la FIGURE 1.
3. Répétez les étapes 1-2 pour les trois pieds restants.

REMARQUE: Assurez-vous que les quatre pieds soient bien à la même hauteur.

#### Pour augmenter la hauteur des pieds:

1. Tournez le bout de prolongation de jambe dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Utilisez les numéros sur la rallonge pour ajuster la hauteur du pied. Se référer au SCHÉMA "B" de la FIGURE 1.
3. Répétez les étapes 1-2 pour les trois pieds restants.

REMARQUE: Assurez-vous que les quatre pieds soient bien à la même hauteur.




SCHÉMA "A" - JAMBES ATTACHÉES AU SIÈGE




SCHÉMA "B" - AJUSTEMENT DE LA TAILLE DE PROLONGATION DE JAMBE

Référence de nombre dans l'alvéole d'extension de jambe

Prolongation de jambe  
Bout de prolongation de jambe

FIGURE 1 Assemblage de la Chaise de Douche

Pour obtenir de plus amples informations sur les produits, les pièces et les services Invacare, veuillez consulter [www.invacare.com](http://www.invacare.com).

# Installation/Desinstallation du Dossier - Modèle 978IE seulement

## Installation

REMARQUE: Pour cette procédure, se référer à la FIGURE 2.

1. Avant d'installer le dossier, attachez et ajustez les jambes ainsi la chaise de douche est de niveau et écurie. Référez-vous à Attacher les jambes et Ajustement de la taille de prolongation de jambe à la page 1.
2. Placez le dossier dans la fente dans le siège.
3. Appuyez sur le dossier jusqu'à ce qu'il se casse solidement dans la fente dans le siège.
4. Tournez la chaise de douche à l'envers et le regard sous le siège pour assurer les deux boutons de compression sont entièrement évident par les entailles sur le dos du siège. Se référer au SCHEMA "A" de la FIGURE 2.

REMARQUE: Si les deux boutons de compression sont évidents, le dossier est joint correctement. Si les boutons de compression ne sont pas évidents, appliquez la pression au dossier jusqu'à ce qu'il se casse dans la fente dans le siège.

## Deinstallation

1. Localisez et enfoncez les deux boutons de compression avec une main.
2. En utilisant l'autre main, utilisez la poignée de dossier pour soulever le dossier et pour le désengager hors de la fente dans le siège.

## Nettoyage

REMARQUE: Avant d'employer tous les produits de nettoyage, examinez un secteur sur le dessous du siège pour s'assurer que le produit ne cause pas la décoloration ou la souillure.

Employez l'eau et un décapant doux et non-abrasif pour nettoyer la chaise de douche.




FIGURE 2 Installation/Desinstallation du Dossier

## Garantie Limitée

REMARQUE: LA GARANTIE CI-DESSOUS A ÉTÉ RÉDIGÉE EN ACCORD AVEC LA LOI FÉDÉRALE APPLICABLE SUR LES PRODUITS FABRIQUÉS APRÈS LE 4 JUILLET 1975.

Cette garantie est valable pour l'acheteur/utilisateur initial de nos produits seulement.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. D'autres droits variant d'un État (provinces) à l'autre peuvent se rajouter.

INVACARE garantit ce produit contre tout défaut de fabrication ou défaut dans le matériel pour une période de trois ans pour l'acheteur initial. Si, durant cette période, ce produit devait être reconnu défectueux, il sera réparé ou remplacé, suivant le choix d'INVACARE. Cette garantie ne s'applique pas à la main-d'oeuvre ou aux frais de livraison encourus pour le remplacement de pièces ou la réparation dudit produit. La seule et unique obligation d'INVACARE et votre seul recours selon cette garantie se limitent au remplacement et/ou à la réparation du produit.

Pour le service, contactez le fournisseur ou vous avez acheté votre produit Invacare. Si vous n'êtes pas satisfait du service, écrire directement à Invacare à l'adresse inscrite à la dernière page. Fournir le nom du fournisseur, l'adresse, la date d'achat, la nature du défaut et le numéro de série si le produit en a un. Ne pas retourner les produits à l'usine avant d'avoir obtenu notre autorisation.

Invacare émettra une autorisation de retour. L'unité ou les pièces défectueuses DOIVENT être retournées pour inspection de garantie en identifiant le numéro de série, si l y a lieu, dans les trente (30) jours suivant la date d'autorisation de retour. NE PAS retourner un produit à l'usine avant d'avoir obtenu notre consentement. Les envois payables sur réception seront refusés; veuillez payer les frais d'envoi.

RESTRICTIONS: LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PROBLÈMES DÉCOULANT DE L'USURE NORMALE, OU SI LES INSTRUCTIONS CI-INCLUSES N'ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉES. DE PLUS, LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS DONT LE NUMÉRO DE SÉRIE A ÉTÉ EFFACÉ OU MODIFIÉ, AUX PRODUITS MAL ENTRETENUS, ACCIDENTÉS, INADÉQUATEMENT UTILISÉS, ENTRETENUS OU ENTREPOSÉS, AUX PRODUITS MODIFIÉS SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT D'INVACARE, INCLUANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS À, LA MODIFICATION AVEC DES PIÈCES OU ACCESSOIRES NON AUTORISÉS, AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS PAR DES RÉPARATIONS FAITES SANS L'APPROBATION D'INVACARE, OU AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS DANS DES CIRCONSTANCES AU-DELÀ DU CONTRÔLE D'INVACARE, AUX PRODUITS RÉPARÉS PAR UNE PERSONNE AUTRE QU'UN FOURNISSEUR AUTORISÉ INVACARE, ET L'ÉVALUATION SERA FAITE PAR INVACARE.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIE, LES GARANTIES IMPLICITES, S'IL Y A LIEU, INCLUANT LA GARANTIE DE COMMERCIALISATION ET D'AJUSTEMENT DANS UN BUT PARTICULIER, ET LE RECOURS POUR VIOLATION DE QUELCONQUE GARANTIE IMPLICITE DOIT SE LIMITER À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX CONFORMÉMENT AUX PRÉSENTS TERMES. L'APPLICATION DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE NE DOIT PAS SE PROLONGER AU-DELÀ DE LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE INVACARE NE SERA PAS TENU RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE-INTÉRÊT ACCESSOIRE OU INDIRECT.

CETTE GARANTIE DEVRA ÊTRE ÉLARGIE POUR RÉPONDRE AUX LOIS ET AUX RÈGLEMENTS DES ÉTATS (PROVINCES).

Invacare Corporation

www.invacare.com



**USA**  
One Invacare Way  
Elyria, Ohio USA  
44036-2125  
800-333-6900

**Canada**  
570 Matheson Blvd E Unit 8  
Mississauga Ontario  
L4Z 4G4 Canada  
800-668-5324

All rights reserved. Trademarks are identified by the symbols ™ and ®. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation or its subsidiaries unless otherwise noted.

© 2009 Invacare Corporation

Part No 1122173

Rev C - 01/09

Yes, you can.®

