

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

Yes, you can.

NOTE: Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use. Contact carrier/dealer for further instruction.

### ⚠ WARNING

- **DO NOT** install or use this equipment without first reading and understanding this instruction sheet. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel, before attempting to install this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- The transfer bench backrest and armrest **MUST** be installed before using the transfer bench.
- **DO NOT** submerge seat in water otherwise damage to seat may result.
- Check rubber tips for rips, tears, cracks or wear. If any of these conditions exist, replace rubber tips **IMMEDIATELY**.
- Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted when using the transfer bench.
- Use seat arm only to assist in transfers. **DO NOT** attempt to use seat arm to assist in standing in tub, otherwise tipping of the transfer bench could result.
- This product should only be used with tub floors wider than 18-5/8 inches.
- **ALWAYS** observe the weight limit on the labeling of this product. Check that all labels are present and legible. Replace if necessary.
- Most tub floors are higher than the bathroom floor. Before using, ensure that the four legs of the transfer bench inside the tub are adjusted to the same height and the two legs outside the tub are adjusted to the same height, so as to achieve a level seat. If the transfer bench has suction feet, apply all suction feet to the inside tub surface. **DO NOT** use the transfer bench if wobbly, unstable, or not level.
- After any adjustments, repair or service and before use, make sure all attaching hardware is securely tightened - otherwise injury or damage may result.
- The seat arm is **NOT** intended to support the total body weight of the user.
- **Model 9670 only** - Make sure that the compression buttons on the back support tabs are completely visible through the notches on the back of the seat before use.

### CAUTION

- If the transfer bench has suction feet, pull the tabs up to release the feet from the tub. Otherwise, permanent damage may occur.

### Set-Up

NOTE: These instructions are valid for all types of transfer benches, although models vary.

#### Attaching the Back

Perform one of the following depending on bench type:

Model 9670 (DETAIL "A"):

1. Push the tabs on the bottom of the back into the holes in the seat until the compression buttons are completely visible through the notches on the back of the seat.

Other transfer bench models (DETAIL "B"):

1. Position the back support on the back support tubes and secure with four mounting screws.
2. Align seat support tubes with the four channel guides on the underside of the frame and slide them through the channel guides until the snap buttons fully protrude through the channel guide holes.

NOTE: An audible "click" will be heard.

#### Attaching the Seat Pads/Seat

Perform the following depending on bench type:

Model 9670 (DETAIL "A"):

1. Position the seat and leg frames together upside down on a level surface (snap buttons facing inward).
2. Attach the leg frames to the seat with mounting screws.

Other transfer bench models (DETAIL "B"):

1. Position the seat pads and leg frames together upside down on a level surface.
2. Secure the end rail to the leg frame with the short mounting screws and locknuts.
3. Repeat STEPS 1-2 to attach the other end rail on the opposite end of the leg frames.
4. Align the mounting holes in the seat pads with the mounting holes in the leg frames and attach with mounting screws.

#### Attaching the Seat Arm

Perform the following depending on bench type:

Model 9670 (DETAIL "A"):

1. On the end of the transfer bench with the soap dish, remove and retain the hardware that secures the seat to the leg frame.
2. Position the seat arm against the leg frame and into the slots in the seat. Thread the mounting screws through the seat arm, the leg frame and the seat support. Secure all in place with two locknuts.


Other transfer bench models (DETAIL "B"):

1. Remove and retain the hardware that secures the end rail to the leg frame.
  2. Position the end rail against the leg frame. Position the seat arm on the outside of the leg frame.
  3. Secure the end rail and seat arm to the leg frame with two mounting screws and locknuts.
  4. Model 98071 only:
    - To install the seat arm, push the snap buttons on the seat arm and insert into the brackets. Make sure that the snap buttons fully protrude through the holes in the brackets.
- NOTE: An audible "click" will be heard.
- To remove the seat arm, push the snap buttons in and pull up.

#### DETAIL "A" - TRANSFER BENCH MODEL 9670



#### DETAIL "B" - OTHER TRANSFER BENCH MODELS



#### Adjusting Transfer Bench Height

### ⚠ WARNING

Make sure that all snap buttons protrude fully through the height adjustment holes in the leg extensions before use, otherwise injury or damage may occur.

1. Press the snap button on the leg frame.
2. Slide the leg extension up or down to the desired height until snap button protrudes fully through the height adjustment hole in the leg extension.
3. Repeat STEPS 1 and 2 for the other legs as required.

NOTE: An audible "click" will be heard.

For more information regarding Invacare products, parts, and services, please visit [www.invacare.com](http://www.invacare.com)

---

# LIMITED WARRANTY

**PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.**

This warranty is extended only to the original purchaser/user of our products.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

Invacare warrants its product to be free from defects in materials and workmanship for three (3) years for the original purchaser. If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of any such product. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address on the back page. Provide dealer's name, address, model number, date of purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number.

Invacare Corporation will issue a return authorization. The defective unit or parts **MUST** be returned for warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within thirty (30) days of return authorization date. **DO NOT** return products to our factory without our prior consent. **C.O.D.** shipments will be refused; please prepay shipping charges.

**LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO PROBLEMS ARISING FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED INSTRUCTIONS. IN ADDITION, THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED; PRODUCTS SUBJECTED TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS, PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN INVACARE DEALER). SUCH EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE.**

**THE FOREGOING EXPRESS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES WHATSOEVER, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND THE SOLE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY WARRANTY WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. THE APPLICATION OF ANY IMPLIED WARRANTY WHATSOEVER SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY PROVIDED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER. THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/PROVINCIAL LAWS AND REQUIREMENTS.**

### CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVIS: Vérifiez que TOUTES les pièces sont intactes à leur réception. Si elles sont endommagées, NE PAS utiliser ce matériel. Prendre contact avec le distributeur ou avec le transporteur pour obtenir les instructions appropriées.

### ⚠ AVERTISSEMENT

- **NE PAS installer ni utiliser cet équipement sans avoir lu et compris au préalable ces instructions. En cas d'incapacité à comprendre les avertissements, les mises en garde ou les instructions, consulter un professionnel de la santé, un revendeur ou un technicien avant d'essayer d'installer ce matériel, sans quoi des blessures pourraient en résulter.**
- **Le dossier DOIT être installé avant d'utiliser le banc de transfert.**
- **NE PAS plonger le siège dans l'eau sans quoi il risquerait d'être endommagé.**
- **S'assurer que les embouts en caoutchouc ne sont pas fendus, déchirés, fissurés ni usés. Si cela est le cas, ils doivent être immédiatement remplacés.**
- **Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des fonds de baignoires ou de receveur d'une largeur supérieure à 47,3 cm (18-5/8 pouces).**
- **Les utilisateurs aux capacités physiques limitées doivent être surveillés ou aidés lorsqu'ils utilisent le banc de transfert.**
- **Utiliser uniquement le bras du siège pour aider pendant les transferts. NE PAS essayer d'utiliser le bras pour se lever dans la baignoire ou dans la douche sans quoi le banc pourrait basculer.**
- **TOUJOURS respecter les limitations de poids qui figurent sur l'étiquette de votre banc de transfert bariatrique. Vérifiez que toutes les étiquettes sont bien présentes et qu'elles sont lisibles. Les remplacer si nécessaire.**
- **La plupart des fonds de baignoires ou des receveurs de douche sont plus hauts que les sols de salle de bains. Vérifier d'utiliser, s'assurer que les quatre pieds du banc se trouvant dans le receveur sont réglés à la même hauteur et que les deux pieds en dehors sont de niveau, afin d'obtenir un siège horizontal. Si le banc de transfert a des pieds à ventouses, appliquer toutes les ventouses à l'intérieur de la baignoire. NE PAS utiliser ce banc s'il est bancal, penché ou instable.**
- **Après tout réglage, réparation ou intervention et avant usage, s'assurer que tout le matériel de fixation est bien fixé sans quoi des dommages corporels ou matériels risqueraient de se produire.**
- **Le bras du siège n'est PAS destiné à supporter le poids total de l'usager.**
- **Modèle 9670 uniquement** - Pousser les languettes situées en bas du dossier dans les trous du siège jusqu'à ce que les boutons de compression soient complètement visibles à travers les crans situés à l'arrière du siège.

### ATTENTION

- **Si le banc de transfert a des pieds à ventouses, lever les taquets pour décoller les pieds de la baignoire. Tenter de le faire sans soulever les taquets risque d'endommager définitivement le banc de transfert.**

### Installation

REMARQUE: ces instructions sont valides pour les bancs de transfert tous modèles confondus.

#### Fixation du dossier

Effectuer l'une des choses suivantes selon le type de banc:

Modèle 9670 (DÉTAIL "A"):

1. Pousser les languettes situées en bas du dossier dans les trous du siège jusqu'à ce que les boutons de compression soient complètement visibles à travers les crans situés à l'arrière du siège.

Autres modèles de bancs de transfert (DÉTAIL "B"):

1. Positionner le dossier sur les tubes prévus à cet effet et le fixer à l'aide des quatre vis de montage.
2. Aligner les tubes de support du siège avec les quatre glissières qui sont sous le châssis et les faire glisser dans les glissières jusqu'à ce que les boutons à ressort sortent complètement de leurs trous sur la glissière.

REMARQUE: on entendra un clic audible.

#### Fixation des coussins de siège/du siège

Effectuer l'une des choses suivantes selon le type de banc:

Modèle 9670 (DÉTAIL "A"):

1. Positionner les coussins du siège et des châssis des pattes ensemble à l'envers sur une surface plane (les boutons à ressort tournés vers l'intérieur).
2. Fixer les châssis des pattes au siège à l'aide des vis de montage.

Autres modèles de bancs de transfert (DÉTAIL "B"):

1. Positionner les coussins du siège et des châssis des pattes ensemble à l'envers sur une surface plane (les boutons à ressort tournés vers l'intérieur).
2. Fixer le rail d'extrémité au châssis des pattes à l'aide des vis de montage courtes et des contre-écrous.
3. Reprendre les ÉTAPES 1 et 2 pour fixer l'autre rail à l'autre bout du châssis des pattes.
4. Aligner les trous de montage des coussins du siège avec les trous de montage du châssis des pattes et les fixer à l'aide des vis de montage.

#### Fixation du bras du siège

Effectuer l'une des choses suivantes selon le type de banc:

Modèle 9670 (DÉTAIL "A"):

1. Retirer et mettre de côté la boulonnerie qui maintient le siège sur les châssis des pattes à l'extrémité du banc de transfert, côté coupelle à savon.
2. Positionner le bras du siège contre le châssis des pattes dans les crans du siège. Visser les vis de montage à travers le bras du siège, le châssis des pattes et support du siège. Fixer le tout bien solidement à l'aide des deux contre-écrous.

Autres modèles de bancs de transfert (DÉTAIL "B"):

1. Retirer et mettre de côté la boulonnerie qui maintient le siège sur les châssis des pattes à l'extrémité du banc de transfert, côté coupelle à savon.
2. Positionner le bras du siège contre le châssis des pattes. Positionner le bras du siège sur l'extérieur du châssis des pattes.
3. Fixer le rail d'extrémité et le bras du siège au châssis des pattes à l'aide de deux vis de montage et de contre-écrous.
4. Modèle 98071 uniquement:
  - Pour installer le bras du siège, pousser les boutons à ressort du bras du siège et les insérer dans les supports. S'assurer que les boutons à ressort sortent complètement des trous des supports.


REMARQUE: on entendra un clic audible.

- Pour retirer le bras de siège, pousser les boutons à ressort et soulever le bras.

#### SCHÉMA "A" - BANC DE TRANSFERT MODÈLE 9670



#### SCHÉMA "B" - AUTRES MODÈLES DE BANCS DE TRANSFERT MODEL 9871



#### Réglage de la hauteur du banc de transfert

### ⚠ AVERTISSEMENT

S'assurer que tous les boutons à ressort sortent complètement à travers les trous de réglage de la hauteur des extensions de pattes avant d'utiliser le banc, sous peine de causer blessures ou dommages matériels.

1. Presser le bouton à ressort sur les châssis de patte.
2. Faire monter ou descendre l'extension de patte en la faisant glisser jusqu'à la hauteur voulue et jusqu'à ce que le bouton à ressort sorte complètement du trou de réglage de hauteur de l'extension de patte.

REMARQUE: on entendra un clic audible.

3. Reprendre les ÉTAPES 1 et 2 pour les autres pattes.

Pour obtenir de plus amples informations sur les produits, les pièces et les services Invacare, veuillez consulter [www.invacare.com](http://www.invacare.com).

---

# GARANTIE LIMITÉE

**REMARQUE: LA GARANTIE CI-DESSOUS A ÉTÉ RÉDIGÉE EN ACCORD AVEC LA LOI FÉDÉRALE APPLICABLE SUR LES PRODUITS FABRIQUÉS APRÈS LE 4 JUILLET 1975.**

Cette garantie est valable pour l'acheteur/utilisateur initial de nos produits seulement.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. D'autres droits variant d'un État (provinces) à l'autre peuvent se rajouter.

**INVACARE** garantit ce produit contre tout défaut de fabrication ou défaut dans le matériel pour une période de trois (3) ans pour l'acheteur initial. Si, durant cette période, ce produit devait être reconnu défectueux, il sera réparé ou remplacé, suivant le choix d'**INVACARE**. Cette garantie ne s'applique pas à la main-d'oeuvre ou aux frais de livraison encourus pour le remplacement de pièces ou la réparation dudit produit. La seule et unique obligation d'**INVACARE** et votre seul recours selon cette garantie se limitent au remplacement et/ou à la réparation du produit.

Pour le service, contactez le fournisseur ou vous avez acheté votre produit Invacare. Si vous n'êtes pas satisfait du service, écrire directement à Invacare à l'adresse inscrite à la dernière page. Fournir le nom du fournisseur, l'adresse, la date d'achat, la nature du défaut et le numéro de série si le produit en a un. Ne pas retourner les produits à l'usine avant d'avoir obtenu notre autorisation.

Invacare émettra une autorisation de retour. L'unité ou les pièces défectueuses **DOIVENT** être retournées pour inspection de garantie en identifiant le numéro de série, si y a lieu, dans les trente (30) jours suivant la date d'autorisation de retour. **NE PAS** retourner un produit à l'usine avant d'avoir obtenu notre consentement. Les envois payables sur réception seront refusés; veuillez payer les frais d'envoi.

**RESTRICTIONS: LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PROBLÈMES DÉCOULANT DE L'USURE NORMALE, OU SI LES INSTRUCTIONS CI-INCLUSES N'ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉES. DE PLUS, LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS DONT LE NUMÉRO DE SÉRIE A ÉTÉ EFFACÉ OU MODIFIÉ, AUX PRODUITS MAL ENTRETENUS, ACCIDENTÉS, INADÉQUATEMENT UTILISÉS, ENTRETENUS OU ENTREPOSÉS, AUX PRODUITS MODIFIÉS SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT D'INVACARE, INCLUANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS À, LA MODIFICATION AVEC DES PIÈCES OU ACCESSOIRES NON AUTORISÉS, AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS PAR DES RÉPARATIONS FAITES SANS L'APPROBATION D'INVACARE, OU AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS DANS DES CIRCONSTANCES AU-DELÀ DU CONTRÔLE D'INVACARE, AUX PRODUITS RÉPARÉS PAR UNE PERSONNE AUTRE QU'UN FOURNISSEUR AUTORISÉ INVACARE, ET L'ÉVALUATION SERA FAITE PAR INVACARE.**

**LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIE, LES GARANTIES IMPLICITES, S'IL Y A LIEU, INCLUANT LA GARANTIE DE COMMERCIALISATION ET D'AJUSTEMENT DANS UN BUT PARTICULIER, ET LE RECOURS POUR VIOLATION DE QUELCONQUE GARANTIE IMPLICITE DOIT SE LIMITER À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX CONFORMÉMENT AUX PRÉSENTS TERMES. L'APPLICATION DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE NE DOIT PAS SE PROLONGER AU-DELA DE LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE INVACARE NE SERA PAS TENU RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE-INTÉRÊT ACCESSOIRE OU INDIRECT.**

**CETTE GARANTIE DEVRA ÊTRE ÉLARGIE POUR RÉPONDRE AUX LOIS ET AUX RÈGLEMENTS DES ÉTATS (PROVINCES).**



*Yes, you can.*

Invacare Corporation

**USA**  
One Invacare Way  
Elyria, Ohio USA  
44036-2125  
800-333-6900

[www.invacare.com](http://www.invacare.com)

**Canada**  
570 Matheson Blvd E Unit 8  
Mississauga Ontario  
L4Z 4G4 Canada  
800-668-5324

All rights reserved. Trademarks are identified by the symbols <sup>™</sup> and <sup>®</sup>. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation unless otherwise noted.

© 2008 Invacare Corporation

Part No 1148079

Rev B - 05/08